




N O D I G T U I T . . .

# Workshop 'Patient Handling'



**SystemRoMedic™** is dé complete oplossing die voorziet in het merendeel van de transferbehoeften van de zorgvrager. Van de meest eenvoudige tot de meest complexe scenario's, van de lichtste tot de zwaarste omstandigheden. Het concept bevat producten voor vier verschillende categorieën transfers:

- **Transfers:** hulpmiddelen om zorgvragers tussen twee locaties te verplaatsen.
- **Positioneren:** hulpmiddelen om zorgvragers op dezelfde locatie te herpositioneren.
- **Begeleiden:** hulpmiddelen ter ondersteuning bij het bewegen, bijvoorbeeld tijdens het oefenen van zit-naar-stand of looptraining
- **Tillen:** hulpmiddelen voor het manueel en mechanisch tillen van zorgvragers

## Wat betekent dit voor u?

- Het juiste hulpmiddel in de juiste situatie, aansluitend op de functionele mogelijkheden van de patient.
- Verbetering van de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van de zorg
- Significante kostenbesparing

Datum	Plaats	Adres	Aanvang
19 mei	Ieper	Zaal Westlandia (achteraan de winkel) – Dehemlaan 8, 8900 Ieper	13.30u - 15.30u
21 mei	Kortrijk	Zaal boven TZW - Minister Tacklaan 43, 8500 Kortrijk	13.30u - 15.30u
26 mei	Oostende	Zaal TZW - Rosmolenstraat 5, 8400 Oostende	13.30u - 15.30u
28 mei	Knokke	Toonzaal TZW - Natiënlaan 173, 8300 Knokke	13.30u - 15.30u
09 juni	Roeselare	Vergaderzaal TZW - Brugsesteenweg, 371, 8800 Roeselare	13.30u - 15.30u

- > Max. 30 personen per workshop om het praktisch te houden, indien groot succes extra workshops
- > Mogelijkheid tot broodjeslunch tussen 12.30u en 13.30u (vermelden bij inschrijving, a.u.b.)
- > Inschrijvingslink: [info@thuiszorgwinkel.be](mailto:info@thuiszorgwinkel.be)



HAN-2012  
€ 92,-

### FlexiMove

Ondersteuningsmiddel wanneer iemand geholpen moet worden om op te staan van bed of stoel, als hij hoger op in bed geplaatst moet worden, of bij het verplaatsen naar en van een rolstoel – in dat geval vaak op een glijplank.



HAN-1634  
€ 96,-

### WendyLett

Is een uniek systeem van lakens met een satijnen glijlaag. Het glijden kan naar keuze alleen zijwaarts of in de vier richtingen gebeuren door de zorgvrager zelf of met hulp van de zorggever. WendyLett is bedoeld voor zorgvragers die problemen hebben om zelf te draaien of zich hoger te positioneren in bed.



HAN-15030  
€ 68,-

### Ready for life™ ReadyGlide

Voor zittende transfers, bv. van het bed naar de zetel.



HAN-2040  
€ 466,-

### EasySlide Disposable

EasySlide disposable is een ongelooflijk veetzijdige disposable glijmat die op een eenvoudige manier de meeste transfers mogelijk maakt.



### EasyGlide

EasyGlide glijplanken hebben meerdere functies maar zijn zeer handig om de zorgvrager - onderuit gegleden in zijn stoel - op een handige en ergonomische manier snel recht te zetten. Een onderuit gegleden positie corrigeren verhoogt het comfort en neemt de ook de schuifkrachten op het sacrum weg.

HAN-5045  
€ 144,-



OneWaySlide

### OneWaySlide

OneWaySlide beschikt over vele functies. Het belangrijkste kenmerk is dat het hulpmiddel zitposities in stoelen of rolstoelen verbetert. De glijmat houdt voorwaartse bewegingen effectief tegen, en glijdt toch achteruit, waardoor het voor de zorgverlener makkelijker wordt om de zorgvrager in een comfortabelere positie in de stoel te plaatsen.

HAN-2074  
€ 151,-



AutoSlide

### AutoSlide

AutoSlide maakt het voor de zorgvrager makkelijker om in en uit de auto te komen, doordat hij daarmee gemakkelijker zijwaarts kan draaien en bewegen. De AutoSlide wordt vastgemaakt met een riem rondom de rugleuning van de autostoel, zodat de zorgvrager niet naar voren kan glijden.

HAN-8100  
€ 134,-



TurnTableSoft

### TurnTableSoft

TurnTableSoft maakt het eenvoudiger om te draaien tijdens het zitten. TurnTableSoft wordt gemaakt van twee ronde schijven, met weerstandsverlagend materiaal aan de binnenzijde, waardoor de schijven zacht over elkaar heen kunnen schuiven.

HAN-5086  
€ 140,-



SitWalk

### SitWalk

Dit hulpmiddel is genoemd naar de methode, waarbij de zorgvrager achterwaarts wordt verplaatst in zijn stoel, naar een meer comfortabele positie. Laat de zorgvrager zijwaarts leunen en een bil tegelijkertijd naar achteren bewegen, waardoor de zorgvrager bij de heupen kan worden verplaatst.

HAN-6080  
€ 89,-



### ReTurn 7500i

ReTurn is een multifunctioneel, draai- en transferplatform. Het is ook een revalidatie hulpmiddel. Bij zorgvragers die nog steeds over enige kracht beschikken, stimuleert ReTurn het natuurlijke bewegingspatroon, als zij willen veranderen van zit-naar sta-positie.

HAN-7500i  
€ 1.052,-



### MiniLift200

MiniLift 200 is een mobiele zit-naar-stand-lift, ontwikkeld om zorgvragers tot 200kg, te helpen om op een comfortabele manier van een zittende naar een staande positie te komen. De ergonomische tilband heft onder de stuit en niet onder de oksels. De compactheid van de lift is een groot voordeel.

HAN-601100334  
€ 4.145,-

Plaats uw bestelling via uw  
Thuiszorgwinkel

(Alle vermelde prijzen zijn BTW incl.)

SystemRoMedic™

Marketed by

msh  
hoopsticht